

# SenseView Light



## Die leichte Lesehilfe für unterwegs.

SenseView Light zählt zu den weltweit kleinsten elektronischen Lupen und kann problemlos überall mit hingenommen werden. Ein hocheffizienter OLED-Flachbildschirm sorgt für brillante Farbkontraste. Diese „Organische Leuchtdiode“ ist besonders energiesparend und zeigt auch bei schrägem Blickwinkel auf den Flachbildschirm hervorragende Ergebnisse. SenseView Pocket ist die kompakte Alternative zu den größeren Modellen SenseView und SenseView Duo.

- extrem leichtes und handliches Gerät
- besonders gute Farbkontraste
- beste Qualität aus jedem Blickwinkel
- verschiedene Helligkeitseinstellungen
- Positiv-/Negativdarstellung
- mit der Schnappschuss-Funktion Bilder einfrieren und in Ruhe anschauen
- kompakte Bauweise
- einfache Bedienung
- unterwegs Zeitschriften, Bücher oder auch Fahrpläne lesen ...

# SenseView Light

Ihre handliche Leselupe  
für Kleingedrucktes!

Dank elektronischer Lupen können Menschen mit Sehbehinderung im Alltag oder unterwegs wieder selbständig lesen. Die Seh- und Lesehilfe SenseView Light ist dabei so klein und leicht, dass sie sprichwörtlich in jede Garderobe passt und überall mit hingenommen werden kann. Statt eines herkömmlichen LCD-Bildschirms sorgt eine hocheffiziente Organische Leuchtdiode (OLED) für brillante Farbkontraste. Der energiesparende OLED-Flachbildschirm kann ohne großen Qualitätsverlust auch von der Seite betrachtet werden. Mit der Schnappschuss-Funktion können Sie Bilder einfrieren und in aller Ruhe anschauen. Um Vorlagen entspannt zu lesen, legen Sie SenseView Light einfach direkt darauf ab. SenseView Light lässt sich über wenige Knöpfe bedienen und ist die kompakte Alternative zu den größeren Modellen SenseView mit vielen Farbkontrasten oder SenseView Duo für die Nah- und Fernsicht.

## Technische Daten

### Bildschirm:

- 3,4 Zoll (8,6 cm) OLED

### Vergößerung:

1,5- bis 10,5-fach

### Darstellung:

- Echtfarben
- schwarz auf weiß (wahlweise mit hohem Kontrast)
- weiß auf schwarz (wahlweise mit hohem Kontrast)

### Ausstattung:

- Handschlaufe, Akkuladegerät

### Akku:

- ca. 3,5 Stunden Betriebszeit

### Maße und Gewicht:

- 11,5 × 6,7 × 1,8 cm (L × B × H)
- 151g

**Fragen Sie uns. Wir informieren Sie über mobile Lesehilfen gerne ausführlich.**

BAUM Retec AG  
In der Au 22  
D-69257 Wiesenbach

Telefon: 06223 4909-0  
Fax: 06223 4909-399  
E-Mail: [info@baum.de](mailto:info@baum.de)  
Internet: [www.baum.de](http://www.baum.de)



*Hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel. Kontraststark dank neuartiger Organischer Leuchtdiode.*



*Einfache Bedienung über große fühlbare Tasten mit akustischer Rückmeldung.*



*Praktische Schutztasche.*