



Der kleine tragbare Warnmelder für unterwegs

BuzzClip ist ein kleines tragbares Hilfsmittel, das per Ultraschall Hindernisse innerhalb von zwei Metern erkennt und den Träger per Vibration warnt. Es ist sehr dezent und leicht und lässt sich wie ein kleines Ansteckmikrofon am gewünschten Kleidungsstück anbringen. Am Oberkörper befestigt erkennt BuzzClip Hindernisse oberhalb der Hüfte und ist damit eine wichtige Ergänzung zum Blindenstock und Führhund. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden können Sie mit Buzzclip sorgenfrei und unabhängig Ihren Weg gehen.

- Schutz der oberen Körperregion durch Hinderniserkennung per Ultraschall
- dezente Warnung per Vibration, die sich bei näherndem Hindernis intensiviert
- einfache Bedienung mit nur zwei Tasten
- einstellbare Reichweite von einem oder zwei Metern
- modernes unauffälliges Design
- bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit



BuzzClip schützt vor allem Ihren Oberkörper durch Hinderniserkennung und ist damit eine wichtige Ergänzung zu Blindenstock und Führhund.

Sind Sie draußen im Park spazieren und möchten frühzeitig wissen, ob ein Hindernis kommt? Oder bewegen Sie sich drinnen im Haus in der gewohnten Umgebung und es reicht Ihnen ein Hinweis innerhalb von einem Meter? Drücken Sie einfach die Taste am BuzzClip und bestimmen Sie, ob BuzzClip Sie auf Hindernisse innerhalb von einem oder zwei Metern aufmerksam macht.

Je näher Sie dem Hindernis kommen, desto stärker und häufiger warnt Sie BuzzClip über Vibration. Dies ist unabhängig von den Lichtverhältnissen oder der Transparenz von Hindernissen. BuzzClip kann somit den genauen Abstand z. B. zu Glastüren bestimmen, indem es kontinuierlich Ultraschall sendet und dann von Hindernissen zurückgeworfene Signale wieder empfängt, ähnlich der Echoortung von Fledermäusen.

Technische Daten

Bedienung:

- Einfach mit nur zwei Tasten

Sensor:

- 41 kHz Ultraschall
- 1 oder 2 m Reichweite (einstellbar)

Strom und Akkuversorgung:

- Wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku
- ca. 10 h Akkulaufzeit

Maße und Gewicht:

- 4,5 × 3,5 × 6,5 cm
- 62 g (inkl. Batterie)

Anschlüsse:

- Mikro-USB-Anschluss

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de