



Die universelle HD Lesekamera für die höchsten Ansprüche

Die Lesekamera Contrast HD steht für detailgetreue und brillante Vergrößerungen und höchste Bildqualität. Durch die flexible Bildschirmteilung können Sie gleichzeitig am Computer und Ihren Unterlagen arbeiten. Die integrierte LED-Vorlagenbeleuchtung sorgt für optimale und schattenlose Lichtverhältnisse. Alle nötigen Anpassungen – ob Farbe, Kontrast oder Helligkeit – können Sie dabei über die einfache und kabellose Fernbedienung einstellen. Lernen Sie jetzt die perfekte Lesekamera für Ihren Schreibtisch kennen!

- moderne HD Lesekamera mit LED-Vorlagenbeleuchtung
- brillante und kontrastreiche Farbdarstellung
- stufenlose 2- bis 70-fache Vergrößerung
- einfache und kabellose Fernbedienung
- Umschaltfunktion und Bildschirmteilung für gleichzeitiges Arbeiten am PC und gedruckten Unterlagen!

Ob zuhause am Schreibtisch, am Arbeitsplatz oder in der Schule – Contrast HD bietet Ihnen beste Bildqualität und passt sich genau an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Die moderne und zeitlose Form benötigt wenig Platz und macht überall eine gute Figur. Contrast HD kann flexibel mit oder auch ohne den mitgelieferten Kreuztisch verwendet werden – ganz nach Ihrem Geschmack. Der großzügige 28 cm große Abstand zwischen Tischplatte und Kamera bietet Ihnen ausreichend Platz, um Ihre Vorlagen bequem umzublättern. Dabei sorgt die eingebaute LED-Leuchte für optimale Beleuchtung. Die integrierte Bildschirmteilung gliedert den angeschlossenen Bildschirm in Kamerabild und Programmfenster. So können Sie bequem parallel am Computer und Ihren gedruckten Vorlagen arbeiten.



So flexibel, wie Sie es brauchen: der Kreuztisch kann optional auf- oder abgebaut werden.

Technische Daten

Vergrößerung:

- ca. 2- bis 70-fach, stufenlos

Darstellung:

- Echtfarbe und kontrastverstärkende Farbkombinationen (positiv und negativ)
- Bildschirmteilung (Kamera und PC)

Bedienung:

- kabellose Fernbedienung mit 7 Tasten
- Autofokus
- Kreuztisch

Kamera:

- Full HD Kamera

Stromversorgung:

- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

Gewicht:

- ca. 4,5 kg



Anschlüsse:

- VGA, DVI, HDMI, optionale Fernkamera



Ob Helligkeit, Farbmodus oder Kontrast: alle Einstellungen nehmen Sie über die Fernbedienung vor.

Optionales Zubehör

-  Fernkamera
-  Vergrößerungssoftware

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

