



Das Vorlesegerät mit genial einfacher Bedienung

Die bewährten Vorlesegeräte Poet Compact 2 und Poet Compact 2+ ermöglichen den einfachen Zugang zu gedruckten Lesewerken ganz ohne Computer. Die kompakten Geräte erfassen die Texte und lesen sie laut und deutlich vor – ein Tastendruck genügt. Zudem kann an Poet Compact 2+ eine Braillezeile für die Textausgabe in Braille angeschlossen werden. Die übersichtlich angeordneten Bedientasten in taktilen Formen sind mit fühlbaren Druckpunkten und Tastentönen versehen. Die Bedienung bewältigen Sie gleich beim ersten Mal – probieren Sie es aus!

- intuitive Bedienung über 2 Tasten
- hör- und fühlbare Tastenanschläge
- solides und schlankes Metallgehäuse
- hervorragende Stereo-Lautsprecher
- flüsterleiser Gerätebetrieb
- sparsamer Energieverbrauch
- konsistente Menüführung mit kontextabhängiger Hilfe
- erweitertes Bedienpanel mit CD-Laufwerk für MP3, DAISY und Co.

In seiner Standardausführung mit nur zwei Bedientasten erfasst das Vorlesegerät Poet Compact 2 auf den ersten Tastendruck die eingelegte Textvorlage und liest sie anschließend direkt vor. Mit dem zweiten Tastendruck stoppt die Stimme, falls Sie mal eine Pause benötigen. Und wozu sind die zwei Drehregler? Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke stellen Sie individuell ein. 2 Tasten und 2 Drehregler, was brauchen Sie mehr?

Für Individualisten, die doch mehr wollen, bietet das erweiterte Bedienpanel des Poet Compact 2+ alle Möglichkeiten: Menüfunktionen, Sprach-einstellungen, Zusatzprogramme, CD-Laufwerk, USB-Steckplatz...

Technische Daten

Modelle:

- Poet Compact 2 mit 2 Bedientasten, 1 Einschaltknopf und 2 Drehreglern
- Poet Compact 2+ mit 3 Bedientasten, 1 Einschaltknopf, 1 Menü-Tastenfeld und 2 Drehreglern

Scanner und Texterkennung:

- integrierter Flachbettscanner
- moderne Sprachausgabe

Bedienung:

- Einschalttaste, intuitives Bedienkonzept
- fühlbare Tasten mit Druckpunkt
- übersichtliches Menüpanel

Formate:

- Audio-CD, MP3, DAISY, TXT, RTF, DOC

Strom und Akkuversorgung:

- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz 1.7 A)

Maße und Gewicht:

- 46 × 28 × 10 cm
- ca. 5,8 kg



Das Vorlesegerät mit 2 Tasten.



Vorlesen auf Knopfdruck: als 2 Tasten- oder 3 Tasten-Version mit Menü-Tastenfeld.



Bücher, Zeitschriften und Magazine lassen sich bequem einlegen.

Optionales Zubehör



Sprachoptionen