



Der kompakte Braille-Organizer im Westentaschenformat

Pronto! 18 V4 definiert den Organizer für Blinde und Sehbehinderte in der vierten Generation neu. In den Fußstapfen des Klassikers Pronto! 18 ist er besonders einfach zu bedienen, hat eine hochwertige Braille-Eingabetastatur und bietet ausgezeichneten Lesekomfort. Die weiterentwickelte technische Ausstattung, die ausgereifte Software mit zahlreichen Anwendungen und die natürliche Sprachausgabe werden Sie schnell beeindruckt und machen diesen Organizer unverzichtbar für Ausbildung, Freizeit und Beruf.

- hochwertiger, mobiler Mini-Computer mit Brailleeingabe und 18 Braillemodulen mit integriertem Cursorrouting
- WLAN Verbindung mit WPA2 und SDHC Karteneinschub
- USB-Anschluss und 4 Bluetooth-Verbindungen
- zuverlässige Software mit zahlreichen nützlichen Funktionen für den Alltag
- natürliche Sprachausgabe
- höchster Bedienkomfort

Mit Pronto! haben Sie jederzeit alle wichtigen Termine zur Hand, können Sie schnell eine Notiz aufsprechen, finden Sie schnell Ihre Adressen, ...

Beinahe so etwas wie ein unverzichtbarer Freund ...

Sie lernen unterwegs interessante Menschen kennen und tauschen untereinander Ihre Adressen aus, Sie haben einen Vortrag und möchten Ihre gespeicherten Unterlagen durchgehen, Sie möchten Ihre Wartezeit nutzen und ein gutes Buch lesen – der multifunktionale Pronto! 18 V4 wird in vielen Situationen zu Ihrem nützlichen Begleiter.

Er ist nicht nur der kleinste und leichteste Organizer mit Braille- und Sprachausgabe für Blinde, er ist auch besonders leicht zu bedienen: die wichtigsten Anwendungen sind über vier Sondertasten und den Navystick (den Mini-Joystick) direkt verfügbar. Hochwertige Braillemodule sorgen für einen angenehmen Lesekomfort. Die Braille-Eingabetastatur hat ein optimales Schaltverhalten und ist dabei sehr leise, was in vielen Situationen wichtig ist – beispielsweise bei Notizen im Hörsaal oder bei Konferenzen.

Mit seinem USB-Anschluss und vier Bluetooth-Verbindungen ermöglicht er eine schnelle und flexible Interaktion mit mehreren Geräten gleichzeitig! Problemlos während der Arbeit mit dem Notebook "mal schnell" zum Smartphone umschalten, um eine SMS zu schreiben und dann sofort mit dem Notebook weiterarbeiten wird so zum Kinderspiel.

Der interne Speicher von 32 GB wird durch die mitgelieferte 4 GB Speicherkarte erweitert. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Tasche, die umgehängt oder an einem Gürtel befestigt werden kann: Während der Anwendung kann das Gerät in dieser Tasche verbleiben, Sie brauchen keine „dritte Hand“ um den Pronto! 18 V4 festzuhalten. Der eingebaute Li-Ionen-Akku muss erst nach ca. 20 Stunden Betrieb wieder aufgeladen werden. Darüber hinaus verleiht die Oberflächenbeschaffenheit aus Magnesium-Druckguss dem hochwertigen Gerät ein exklusiv-elegantes Design.



Interaktive Verbindung mit fünf Geräten gleichzeitig.



Mit dem Pronto! 18 V4 können Sie Musik und Radio aus aller Welt hören oder auch DAISY Bücher lesen.



In der Bereitschaftstasche haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Funktionen Ihres Organizers.

... empfangen und versenden Sie Ihre SMS, hören Sie überall und jederzeit Ihre Lieblingsmusik und vieles mehr.

BAUM

Ausgereifte Software mit zahlreichen Funktionen

Texte in der Textverarbeitung erstellen und Dokumente überarbeiten, auch **DOC und DOCX** Dateien.



Über **WLAN** im Internet surfen, E-Mails lesen, Anhänge empfangen und versenden.

Termine, Adressen und Notizen verwalten.



Geburtstage merken.

Uhrzeit, Datum, Wecker, Stoppuhr und Timer.



Dateien verwalten, archivieren (ZIPper) und mit dem **PC synchronisieren**.



Texte lesen, schreiben und über das Smartphone versenden.



Excel und PDF Viewer



Musik hören (MP3), Podcasts abonnieren oder Sprachnotizen aufnehmen.

Unterwegs DAISY Bücher lesen.



Internet Radio aus aller Welt streamen und in **Favoriten** verwalten.



Taschenrechner (standard und wissenschaftlich).



Kompass und Höhenmesser.



Kurzschrift lesen und schreiben – einschließlich Rückübersetzung.



Sprachausgaben aus der **Nuance Vocalizer** Familie. Deutsche Stimmen (Steffi/Yannick/Anna) bereits installiert.

Optionales Zubehör



Sprachoptionen: weitere Sprachen mit verschiedenen Stimmvarianten



Speicherkarte: SD-Karte zur Erweiterung des Speichers in verschiedenen Größen



Zusätzliches Netzteil: als Ergänzung in häufig genutzten Räumen

Technische Daten

Ausstattung:

- 8 Punkt Brailleeingabetastatur
- 18 Brailleelemente mit integriertem Cursorrouting
- eingebauter Monolautsprecher
- eingebautes Mikrofon

Steuerung:

- Navistick zur komfortablen Bedienung
- 4 Funktionstasten zur direkten Steuerung wichtiger Anwendungen

Sprache:

- Sprachausgabe in sehr guter Verständlichkeit
- verschiedene Sprachen möglich
- 3 Textstimmen im Lieferumfang enthalten

Schnittstellen:

- WLAN mit Wi-Fi Protected Access (WPA2) - IEEE 802.11 g
- 4 Bluetooth-Kanäle
- USB-Master Typ-A
- Mini-USB (Slave) Typ-Mini-B
- Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Klinkenstecker Stereo
- Mikrofon-Eingang 3,5 mm Klinkenstecker
- SDHC-Speicherkarteneinschub (nach SD 2.0 Spezifikation)

Speicher:

- 256 MB RAM und 32 GB Flash
- 4 GB SDHC-Speicherkarte im Lieferumfang

Strom- und Akkuversorgung:

- Eingebauter Li-Ionen-Akku
- Laufzeit ca. 20 Stunden

Maße und Gewicht:

- 17,4 × 9,2 × 3,2 cm
- ca. 450 g

Gehäuse:

- Oberschale aus lackiertem Magnesium-Druckguss
- Unterschale aus Kunststoff mit hoher Festigkeit



Interaktive Verbindung mit fünf Geräten gleichzeitig.



In der optionalen Kunstledertasche ist Pronto! 18 V4 jederzeit einsatzbereit.

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

BAUM