



## VisioLight: hohe Qualität, einfache Bedienung

Wenn die Brille nicht mehr reicht und die Sehleistung abnimmt, wird Lesen zur Herausforderung. Mit dem Bildschirmlesegerät VisioLight können Sie alltägliche Dinge wieder selbst und unabhängig bewältigen. VisioLight nimmt Schriftvorlagen oder auch Gegenstände mit seiner Kamera auf und gibt diese vergrößert auf dem mitgelieferten Flachbildschirm wieder. Dabei können Vergrößerung und Darstellung nach Ihrem Bedürfnis variiert werden. Mit nur drei Tasten ist VisioLight spielend leicht zu bedienen. Manchmal ist weniger eben mehr!

- bis zu 400 % mehr Pixel als Standardbildschirmlesegeräte und 60 Hz Bildwiederholrate durch hochauflösende Kamera im Breitbildformat
- einfache Bedienung mit nur drei Tasten
- Vergrößerung: ca. 2,8 bis 60-fach
- Darstellung in Echtfarbe und kontrastverstärkender Falschfarbendarstellung
- schlichte, platzsparende Konstruktion
- inkl. 22" Breitbildmonitor mit stromsparender LED Beleuchtung

VisioLight ist das Grundmodell der VISIO Familie und eines der leichtesten Bildschirmlesegeräte auf dem Markt. Mit seinen drei Bedientasten garantiert es eine besonders einfache Bedienung. VisioLight verfügt über alle Eigenschaften, die Sie von einem hervorragenden Bildschirmlesegerät erwarten. VisioLight hat eine hochauflösende Kamera, die bei jeder Vergrößerung für ein gestochen scharfes Bild sorgt. In der Standardausführung wird es mit einem 22" Breitbildmonitor im 16:9 Format mit einer stromsparenden und kontrastreichen LED-Beleuchtung ausgeliefert.

VisioLight verfügt neben Autofokus und Vollfarbendarstellung über drei kontrastverstärkte Falschfarbendarstellungsmöglichkeiten. Dank der automatischen Belichtungsautomatik bietet VisioLight immer eine optimale Bildqualität.

## Technische Daten

### Vergrößerung:

- 2,8- bis 60-fach, stufenlos

### Darstellung:

- Echtfarbe und 3 kontrastverstärkende Farbkombinationen (Schwarz-Weiß, Weiß-Schwarz und Gelb-Blau)

### Besonderheiten:

- Belichtungsautomatik, Autofokus

### Flachbildschirm:

- 54,6 cm (22") 16:9 Format

### Stromversorgung:

- 100 - 240 VAC 50/60 Hz 1.7 A max.

### Maße und Gewicht:

- 20 × 38,5 × 40 cm
- ca. 4 kg



*Lesefreude erleben – ohne komplizierte Technik!*



*Klein, kompakt und leistungsstark bei einfachster Bedienung!*

## Optionales Zubehör



Mobile Lösung

## BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6  
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0  
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: [info@baum.de](mailto:info@baum.de)  
Internet: [www.baum.de](http://www.baum.de)

